


SALTERSTAT™ CAPNOGRAPHY

LATEX FREE | SINGLE PATIENT USE | DISPOSABLE



Daha yüksek akış hızlarında gerçek EtCO₂ numune alma ve etkili O₂ için bölünmüş kanüller


- Patentli Salter Eyes oklüzyon olasılığını azaltmak için güvenlik açıklıkları sağlar
- Bölünmüş tasarım O₂ dağıtımını CO₂ izlemeden ayırır
- Erkek slip, erkek ve dişi luer konektör ile mevcuttur

CapnoVue® Maskeler

CapnoVue® maskeler, oral/nazal örnek alma ile daha yüksek O₂ akış hızı sağlar

- Standart maske tasarımı veya skoplara erişim girişi ile sunulur
- Akış dinamiği, CO₂'yi deliklere ve numune alma hatlarına doğru ve O₂ girişinden uzağa çekerek gazları ayırır
- M1 bebek, pediyatrik ve yetişkin boyutlarında mevcuttur. Skop pediyatrik ve yetişkin boyutlarında mevcuttur.

CapnoVue Skop Maskesi



CapnoVue M1 Maske

